TECHNIQUE D'INHALATATION

Étapes:

- 1. Tenir le dispositif à l'horizontal;
- 2. Ouvrir l'inhalateur en déplaçant le couvercle jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre ;
- 3. Pousser complètement le levier vers l'arrière jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse de nouveau entendre ;
- 4. Expirer à côté du dispositif;

Ne jamais souffler dans l'embout buccal.

- 5. Placer l'embout buccal du dispositif entre les dents et refermer les lèvres autour ;
- 6. Inspirer par la bouche régulièrement et profondément ;
- 7. Retenir votre respiration 5 à 10 secondes ou aussi longtemps que vous le pouvez ;
- 8. Éloigner le dispositif de votre bouche, puis expirer;
- 9. Répéter les étapes 3 à 7 pour chaque inhalation prescrite;
- 10. Refermer le dispositif en déplaçant le couvercle jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre.





