

TURBUHALER



TECHNIQUE D'INHALATION

Étapes :

1. Tenir le dispositif à la verticale ;
2. Dévisser et retirer le couvercle du dispositif ;
3. Tourner la roulette de couleur vers la droite jusqu'à ce qu'elle se bloque et revenir en sens inverse, jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre ;
4. Expirer à côté du dispositif ;

Ne jamais souffler dans l'embout buccal

5. Placer l'embout buccal entre les dents et refermer les lèvres autour ;
6. Inspirer par la bouche vivement et profondément ;
7. Retenir votre respiration 5 à 10 secondes ou aussi longtemps que vous le pouvez ;
8. Éloigner le dispositif de la bouche, puis expirer ;
9. Répéter les étapes 3 à 8 pour chaque inhalation prescrite ;
10. Remettre le couvercle sur le dispositif.



clic !

